



THEAHYABAK®

Este producto es un producto sanitario. Lea las instrucciones de uso antes de utilizarlo.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

1. INDICACIONES

THEAHYABAK está indicado para humedecer y lubricar el ojo en caso de sequedad o para fatiga ocular.

THEAHYABAK está también indicado para lubricar las lentes de contacto en caso de incomodidad por su uso.

Solo uso ocular.

2. APTO PARA

- Adultos,
- Niños: padres o cuidadores deben administrarles el producto,
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia en base al conocimiento actual,
- Usuarios de cualquier tipo de lentes de contacto.

3. CONTRAINDICACIONES

No usar **THEAHYABAK** si usted es alérgico a alguno de sus ingredientes (ver *Descripción del producto*).

4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

THEAHYABAK es una solución oftálmica compuesta de ácido hialurónico (como hialuronato de sodio 0,15 %), cloruro de sodio, trometamol, ácido clorhídrico y agua para preparaciones inyectables.

THEAHYABAK es una solución estéril, sin fosfatos, isotónica y de pH neutro.

La solución se suministra en el envase multidosis **ABAK**®. Este innovador dispositivo está patentado y proporciona gotas a través de un filtro de 0,2 µm, previniendo cualquier contaminación bacteriana de la solución sin la necesidad de uso de ningún conservante.

Por tanto, **THEAHYABAK** es respetuoso con los ojos al no contener conservantes. La ausencia de conservantes permite proteger los tejidos oculares y no produce reacciones en los usuarios que son sensibles a los conservantes.

5. BENEFICIOS, FUNCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN

THEAHYABAK está recomendado para humedecer y lubricar el ojo en caso de ojo seco o fatiga ocular inducidos por factores externos tales como el viento, humo, contaminación, polvo, calor seco, aire acondicionado, viajes en avión o trabajo continuado delante de una pantalla de ordenador.

Proporciona un alivio inmediato y confort ocular durante el día.

THEAHYABAK está recomendado también para usuarios de lentes de contacto. Lubrica e hidrata las lentes, facilitando la colocación o retirada de las lentes, además de permitir llevarlas todo el día.

El principal ingrediente de **THEAHYABAK** es el ácido hialurónico (como hialuronato de sodio), un polisacárido natural que se encuentra en el ojo humano que retiene agua para hidratar y lubricar la superficie del ojo. Mantiene la solución en la superficie ocular proporcionando un alivio duradero y reduciendo el tiempo de curación de la superficie ocular.

6. RECOMENDACIONES GENERALES DE USO

No se necesita ningún tipo de formación particular para usar **THEAHYABAK**.

Lavarse las manos meticulosamente antes de su uso.

No utilizar ninguna herramienta para abrir el envase.

Cuando se utiliza **THEAHYABAK** por primera vez, la primera gota tarda en salir debido al sistema de filtración único del envase (ver *Descripción del producto*).

Cerrar el envase tras su uso.

Para humectar y lubricar el ojo:

Dosis: 1 gota en cada ojo, con la frecuencia que sea necesaria durante el día.

Aplicar una gota en el interior del párpado inferior, tirando con cuidado del mismo y mirando hacia arriba. Cerrar el ojo suavemente después de la aplicación.



Para lubricar e hidratar las lentes de contacto:

Dosis: 1 gota en cada lente al colocarlas y retirarlas, y también con la frecuencia que sea necesaria durante el día.

Antes de colocarse la lente de contacto, simplemente aplique una gota en el interior de la lente cuando esté en su dedo.

Coloque su lente como realiza habitualmente y parpadee varias veces para permitir que la solución se acomode, asegurando una distribución uniforme de **THEAHYABAK** en el ojo y en la superficie de las lentes de contacto.



7. PRECAUCIONES DE USO

Producto de uso múltiple para un solo paciente.

No compartir envases con otras personas para evitar contaminación cruzada.

Comprobar que el embalaje está intacto antes de usar el producto por primera vez.

Comprobar que el precinto del envase está intacto antes de usarlo por primera vez.

Para evitar contaminación, no permita que la punta del envase toque ninguna superficie.

Contacte con un profesional sanitario si sus síntomas empeoran o no mejoran.

8. ADVERTENCIAS

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Después de su uso, no conducir o usar máquinas si su visión es borrosa: espere unos minutos hasta que su visión se recupere.

Esperar al menos 10 minutos antes de utilizar dos productos diferentes para los ojos.

Nunca diluir **THEAHYABAK** o mezclar con otras soluciones.

Si se expone a presiones atmosféricas bajas, el envase puede gotear después del primer uso.

9. EFECTOS ADVERSOS

Se han notificado los siguientes efectos adversos: posibilidad rara de irritación ocular, reacciones alérgicas, dolor ocular, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa y enrojecimiento ocular. En tales casos, los usuarios de lentes de contacto deben retirar sus lentes de contacto.

Cuando se usan gotas para los ojos, se pueden experimentar síntomas molestos como sensación de ardor o escozor en el ojo por un periodo corto de tiempo.

Si experimenta cualquier efecto adverso o sensación inusual tras usar este producto, contacte con un profesional sanitario e informe al distribuidor local, al fabricante o a sus Autoridades Sanitarias locales (ver la información de contactos al final de las instrucciones de uso).

10. CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE ELIMINACIÓN

Conservar entre 8 °C y 30 °C.

No exponer el producto directamente a la luz solar ni a la humedad.

No utilizar después de la fecha de caducidad que se indica en el envase y en el embalaje.

La fecha de caducidad corresponde al último día del mes indicado siempre que el embalaje esté intacto y se haya almacenado correctamente.

El producto puede utilizarse durante 6 meses después de su primera apertura. Transcurrido este tiempo, deseche cualquier resto de producto de forma responsable.

Deseche el producto de forma responsable y de acuerdo con la normativa local (el envase debe desecharse como basura doméstica, el embalaje exterior y el prospecto son reciclables).

Fecha de emisión y número de la versión de las instrucciones de uso: Ver.5 11/2023

THEAHYABAK® es una marca de Laboratoires Théa.

©2024, Laboratoires Théa. Todos los derechos reservados.

Fabricante:

 Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 France
www.laboratoires-thea.com
Sección "Contact us"

 0459

REF T1557

ES

















Distribuidor:

Laboratorios Thea S.A.
C/ Enric Granados nº 86-88 2ª planta 08008 Barcelona – España
www.laboratoriosthea.com
Sección "Contacto" de la página Web

Autoridades Sanitarias:

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
C/ Campezo 1, Edificio 8, ES - 28022 Madrid
e-mail: sgps@aemps.es - http://www.aemps.gob.es/

11. SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS EN EL EMBALAJE

	Fabricante		Consúltense las instrucciones de uso
	Número de lote		Utilización múltiple en un único paciente
	Fecha de fabricación		Producto sanitario
	Manténgase seco		Precaución
	Límite de temperatura		Manténgase fuera de la luz del sol
	Fecha de caducidad		Identificador único del producto
	Esterilizado utilizando técnicas de procesado aséptico		Número de catálogo
	No utilizar si el envase está dañado y consúltense las instrucciones de uso		Un solo sistema de barrera estéril con un envase protector exterior